

Der Weg zur 3D-Einlage

Standardträger

Einlagentyp und Größe übermitteln



3D-Druck im gewünschten Verfahren




**Endproduktion mit Zusätzen und Bezug
in der Werkstatt**



Der Weg zur 3D-Einlage individueller Träger

Trittschaum
postalisch einsenden

.stl-Scan
zusenden



**Modellierung und Digitalisierung
der Einlage**



3D-Druck im gewünschten Verfahren



**Endproduktion mit Zusätzen und Bezug
in der Werkstatt**

